


ACTIVA 500

- **MY TRAINER:** visualiza las imágenes de la colocación de los electrodos directamente en la pantalla.
- **389 PROGRAMAS:** 13 programas G-Pulse ©, 6 Rostro, 37 Vascular, 228 Fitness, 95 Belleza, 10 Tens.
- **MICROCORRIENTES (ESTETICA):** Activa 500 presenta las nuevas e innovadoras corrientes “regeneradoras”, G-Pulse ©, propuestas para aplicaciones de tipo belleza.
- **AREA ROSTRO:** 6 programas estudiados del CRG para ayudar a reafirmar la piel del rostro.
- **CABEZAL:** un cabezal especial, específicamente estudiado para las aplicaciones de microcorrientes en el rostro.
- **PANTALLA LCD GRAFICA**
- **FUNCIÓN 2+2:** posibilidad de realizar dos programas distintos contemporáneamente.
- **MULTI-USUARIO:** Activa 500 permite compartir el electroestimulador entre más usuarios, manteniendo invariados los respectivos programas y preferencias.
- **MODALIDAD AUTOMÁTICA (AUTO STIM®):** el Globus Activa 500 es el único electroestimulador que permite realizar un programa en modalidad automática sin tener que intervenir manualmente en la regulación de la intensidad
- **FUNCIÓN MEMO:** Activa 500 permite la creación de un listado de programas personalizados en función de los objetivos individuales
- **SYNCROSTIM:** presionando una única tecla, aumenta la intensidad de los 4 canales simultáneamente.
- **LAST 10:** Activa 500 mantiene en memoria los últimos programas realizados. De esta manera, los mismos quedan disponibles para una rápida y simplísima ejecución.



LISTADO DE PROGRAMAS:**PROGRAMAS FITNESS -
TONIFICACIÓN**

Demo
Pluma busca puntos
Recuperación activa
Fuerza Máxima
Descontracturante
Endurecimiento 1-2
Endurecimiento Bio Pulse 1-2
Modelación 1- 2
Modelación Bio Pulse 1- 2
Tonificación 1-2
Aumento masa 1-2
Body Sculpting 1-2
Definición 1-2
Jogging
Iniciación muscular
Fitness Aeróbico
Fitness Anaeróbico
Prevención calambres
Resistencia Aeróbica

PROGRAMAS VASCULARES

Drenaje 1-2
Drenaje Bio Pulse
Drenaje post-parto
Brazos hinchados
Insuficiencia arterial
Insuficiencia venosa
Vascularización 1-2
Capilarización

BELLEZA

Lipólisis 1-2
Lipólisis post-parto
Línea 1-2
Masaje relax
Masaje relax Bio Pulse
Masaje tonificante 1-2
Masaje energético 1-2
Masaje conectivo 1-2
Endurecimiento Post Parto
Definición 1-2
Endurecimiento senos
Modelación senos

PROGRAMAS ROSTRO

Capilarización rostro
Efecto lifting rostro

PROGRAMAS DOLOR

Tens Endorfinico
Tens Antiálgico dolor agudo

Tens Antiálgico dolor crónico
Tens Modulado
Cervicales
Dolores menstruales
Dolores en las caderas
Dolores en la rodilla
Dolores en el tobillo
Dolores crónicos

PROGRAMAS G-PULSE

Micro-lifting seno
Micro-lifting escote
Micro-lifting rostro
Elasticidad piel
Imperfección celulitis
Colágeno-Bio Skin
Arrugas
Arrugas ojos
Arrugas de expresión
Estrías
Endurecimiento Uñas
Bio Peeling
Hematomas

CARACTERÍSTICAS TECNICAS

Canales: 4 CANALES independientes (8 electrodos)
Frecuencia: 0,3 – 150 Hz - Potencia: 120 mA por canal
Amplitud de impulso: 40 – 450 μ s - Forma onda: Onda cuadrada bifásica simétrica compensada
Alimentación: Carga batería
Conformidad : Es conforme al Estándar ISO 9001, EN 46001 para productos electro-médicos. Certificados MDD (Medical Device Directive)

EQUIPO SUMINISTRADO :

1 Bolso
1 Electroestimulador GLOBUS ACTIVA 500
4 Cables para la conexión con los electrodos
2 Cables para las microcorrientes
1 Cabezal microcorrientes
4 Electrodos autoadhesivos cuadrados
4 Electrodos autoadhesivos para el rostro
4 Electrodos autoadhesivos rectangulares
1 Botella de Gel
1 Carga baterías
1 Manual operativo